





Ubilab

Tout savoir sur votre
application mobile



Qu'est ce qu'Ubilab Home ?



Ce logiciel vous permet de :

- Consulter les examens, les fiches de bonnes pratiques de votre laboratoire ainsi que leurs mises à jour.
- Ubilab est ergonomique et intuitif avec un accès à l'information toujours à jour.
- Valider la convention avec le laboratoire
- Il est accessible depuis un ordinateur et disponible en application pour les smartphones et les tablettes même sans connexion internet*.

**Une fois votre première connexion effectuée*



SE CONNECTER A UBILAB

Pour vous connecter depuis votre smartphone :



Téléchargez l'application mobile Ubilab sur les stores.

1

14:33 100% V6.0.2 (2035025365)

[Inscription / oubli de mot de passe](#)

Connexion

comme professionnel de santé

IDENTIFIANT
Entrez votre identifiant

MOT DE PASSE
Entrez votre mot de passe

CONNEXION

2

Ouvrez l'application et connectez-vous avec l'identifiant et le mot de passe communiqué par votre laboratoire.

Les identifiants sont uniques et générés automatiquement.

PAR EXEMPLE

pour l'infirmière libérale Elise GOSEVIA, l'identifiant d'accès sera le suivant :

NOM D'UTILISATEUR

elise.g

MOT DE PASSE

●●●●●●●●

Vous pouvez aussi vous connecter sur un ordinateur



ACCUEIL



RECHERCHER

La fonction recherche est accessible en permanence dans votre application..

MENU

Naviguez au sein de l'application à l'aide du menu latéral accessible depuis le bouton




NOTIFICATIONS

Consultez vos notifications. Après 3 lancements de l'application, elles deviendront alors obligatoires.



RACCOURCIS

Retrouvez ici tous les raccourcis





CATALOGUE D'EXAMENS

Accédez aux examens consultés récemment ou ajoutés en favoris grâce aux onglets.



Ajoutez rapidement en favoris en appuyant sur l'étoile.

La liste des examens permet de visualiser en un clin d'œil les informations importantes de l'examen :

- Sous-traitant
- Accrédité
- Réalisé 24h / 24
- À jeun & durée de jeun
- Mode de tarification

Acide Urique sanguin

Uricémie



Sg

1ml

TA

1J

Acide Urique urine

Uricosurie

Acide Urique urine

Uricosurie



LES PRINCIPALES ICÔNES





MANUEL DE PRÉLÈVEMENTS


La liste des fiches permet de parcourir facilement l'ensemble du manuel.



Accédez aux fiches consultées récemment ou ajoutées en favoris grâce aux onglets.



Ajoutez rapidement en favoris en appuyant sur l'étoile.






LABORATOIRES

Cliquez sur un laboratoire pour accéder à ses informations détaillées.

Retrouvez le laboratoire le plus proche de chez vous ou l'ensemble des laboratoires.



Visualisez les informations pratiques du laboratoire sélectionné :

- Coordonnées
- Horaires d'ouverture
- Présentation du laboratoire
- Informations complémentaires



SIGNATURE D'UNE CONVENTION

The image shows a smartphone screen with a form titled 'Nouvelle convention'. The form contains the following text:

Convention n°4 test Fanny

Entre les soussignés :

Le laboratoire de biologie médicale :
Nom: Votre Labo
Adresse: 7 rue Ubilab 69000 LYON

Représenté par:
Nom: Henri KALIS
Qualité: Qualiticien

Et le professionnel de santé (ou le représentant légal de la structure dans laquelle exerce ce professionnel de santé):
Nom: Elise GOSEVIA
Adresse: 9 rue de votre adresse 69 000 LYON
ADELI / RPPS: 111444777

Il est convenu ce qui suit :

La présente convention a pour objectif de régir les relations entre le laboratoire de biologie médicale et le professionnel de santé agissant en tant que prestataire externe.

Les règles de responsabilité professionnelle applicables

A red checkmark icon is visible in the bottom right corner of the form area.

SIGNEZ ÉLECTRONIQUEMENT VOTRE CONVENTION POUR VALIDATION



Si une convention est disponible, elle apparaît à la connexion.



Prenez-en connaissance.




Puis validez-la, ce qui fera office de signature électronique.

Ces informations seront envoyées à votre laboratoire



VALIDATION DES NOTIFICATIONS DES MISES À JOUR



Vos notifications



Vous avez 2 notifications d'examens



Vous avez 2 nouvelles actualités



LES MISES À JOUR

A chaque fois que votre laboratoire veut vous avertir d'une modification importante, une notification apparaît.

En cliquant, l'utilisateur prend connaissance des informations importantes et peut les valider.

Si au bout de trois lancements de l'application mobile, l'utilisateur n'a pas consulté les notifications, alors elles deviendront obligatoires, il sera donc obligé de valider les mises à jour pour continuer à naviguer dans l'application.



LA MODIFICATION

Les soleils jaunes mettent en évidence le contenu mis à jour



OUBLI DE MOT DE PASSE ET CRÉATION DE COMPTE

Suivez la procédure d'inscription pour créer votre compte et obtenir vos identifiants.



Suivez la procédure pour changer de mot de passe.



Votre laboratoire
vous souhaite
**UNE BONNE
UTILISATION !**

