

Le 13/06/2024

TRANSMISSION DES COMPTES-RENDUS DES PATIENTS VIA HPRIM

Cher confrère,

Nous souhaitons vous informer d'un problème d'intégrité des comptes-rendus d'examens biologiques des patients lors d'une transmission au format HPRIM Médecin (transmissions Apicrypt et HPRIM Certificat par exemple).

Lorsqu'un texte de réponse dépasse une certaine longueur, la fin de celui-ci est tronquée au niveau de la version structurée uniquement (la partie texte n'est pas impactée). D'autre part, certains commentaires peuvent ne pas être pris en compte par les logiciels médecin lors de l'intégration des comptes-rendus. Ce problème est malheureusement directement lié à la norme HPRIM et concerne les laboratoires dans leur ensemble.

En conséquence :

- Nous ne pouvons pas garantir la conformité totale de la partie structurée (celle qui sera intégrée dans vos logiciels).
- L'intégration des résultats (ligne commençant par "RES") entraîne une coupure des réponses au-delà de 255 caractères.
- Les commentaires au format texte (ligne commencant par "TEX") ne sont pas intégrés.

Pour éviter ces problèmes et pouvoir prendre connaissance des nos comptes-rendus dans leur intégralité, nous vous invitons à :

TOUJOURS LIRE LA PARTIE TEXTE DANS VOS BOITES DE RECEPTION AVANT D'INTEGRER LES RESULTATS.

Afin de disposer des comptes-rendus originaux, nous pouvons également vous proposer :

- l'envoi d'une copie PDF du compte-rendu, en pièce jointe à l'envoi HPRIM (si votre logiciel le permet)
- l'envoi des résultats par Messagerie Sécurisée de Santé (MSS)
- un accès à notre serveur de résultats en ligne, accessible partout, y compris depuis votre téléphone : https://resultats.b2a.fr

Ces solutions complémentaires vous permettront de disposer d'une copie conforme de nos comptes-rendus de résultats, dans un format plus lisible, signé par un biologiste et incluant les résultats des analyses sous-traitées (laboratoire Cerba, etc.).

Pour bénéficier de ces solutions, nous vous invitons à prendre contact avec votre laboratoire B2A habituel ou à en faire la demande à l'adresse suivante : informatique@b2a.fr

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Dr Nicolas BERNHARD Responsable Informatique



Exemple de trame HPRIM Médecin

PARTIE TEXTE

Ac. anti-HIV et Ag p24: Négatif

Index = : 0.215 (<0.900)

L'interprétation tient compte de l'incertitude de mesure du réactif.

< 0.9 : Absence

>= 0.9 et < 1 : Équivoque, à confirmer

>= 1 : Présence

Conclusion : Sérologie négative. Absence d'infection.

En cas de situation à risque dans les 6 dernières semaines, à contrôler systématiquement sur un nouveau prélèvement dans 6 semaines pour déterminer le statut immunitaire *vis-à-vis* du VIH (contrôle à 3 mois en cas de traitement prophylactique post-exposition et poursuite de la surveillance sérologique régulière en cas de PrEP: Prophylaxie Pré-exposition) (HAS Octobre 2009).

PARTIE STRUCTURÉE

RES|Ac. anti-HIV et Ag p24 : |HIVcobas(1)|A|Négatif||-|-|N|F|||

RES|Index = : |HIVcobas(2)|N|0.215|||0.900|N|F||||

TEX

TEX| L'interprétation tient compte de l'incertitude de mesure du réactif.

TEX| < 0.9: Absence

TEX| > = 0.9 et < 1: Équivoque, à confirmer

TEX| >= 1 : Présence

RES|Conclusion: |HIV_CCL(1)|A|Sérologie négative. Absence d'infection., En cas de situation à risque dans les 6 dernières semaines, à contrôler systématiquement sur un nouveau prélèvement dans 6 semaines pour déterminer le statut immunitair||-|-|N|F||||

