

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ Sexe :  M  F

Nom de naissance : \_\_\_\_\_ Date de naissance : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Si mineur : Nom tuteur : \_\_\_\_\_ Prénom tuteur : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

Dates de recueil des prélèvements :

**Merci de faire parvenir au laboratoire les 3 tubes en même temps**

le \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ à \_\_\_ h \_\_\_ (tube n° 1)

le \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ à \_\_\_ h \_\_\_ (tube n° 2)

le \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ à \_\_\_ h \_\_\_ (tube n° 3)

Les selles ont-elles été conservées au réfrigérateur ?  OUI  NON

### CONDITIONS A RESPECTER

- Eviter le recueil durant les périodes menstruelles.
- Ne pas recueillir les selles en cas d'hémorroïdes, de présence de sang dans les urines, d'occlusion ou de constipation pouvant entraîner des blessures.
- 48h avant le recueil : éviter la prise d'alcool, d'aspirine ou tout autre médicament pouvant irriter le tube digestif et provoquer des saignements.
- Réaliser le recueil sur **3 selles différentes**, de préférence trois jours de suite (cf procédure pour recueil des selles à droite).

### DELAI D'ACHEMINEMENT AU LABORATOIRE APRES PRELEVEMENT

- Si conservation à température ambiante : les tubes doivent être déposés au laboratoire dans les **3 jours après la date du premier recueil**.
- Au-delà de ce délai, les tubes doivent être conservés au réfrigérateur et doivent être transmis au laboratoire dans les **15 jours après la date du premier recueil**.

Sources : Notice d'utilisation Hémostrust (Biosynex)

## Procédure pour recueil des selles :


### 1. Contenu du kit

- 3 tubes à bouchon bleu et rouge
- 3 bandes de papier repliées et collées sur elles-mêmes



### 2. Comment recueillir vos selles

- Déplier et décoller délicatement (sans déchirer) la bande de papier. Coller les parties adhésives sur l'abattant des WC, sur la partie arrière en évitant tout contact avec l'eau des toilettes. S'assurer que le papier soit incurvé (comme le dessin) pour recueillir correctement les selles.
- Effectuer le recueil de selles.
- Prendre un des trois tubes : **dévisser le bouchon bleu** (attention à ne pas renverser la solution contenue dans le tube) et plonger le bâtonnet bleu à 3 endroits différents dans les selles.
- Remettre le bâtonnet dans le tube et bien revisser le bouchon bleu, **ne surtout pas dévisser le bouchon rouge**.
- Détacher le papier de la cuvette, le déposer au fond des toilettes. Attendre 1 minute pour que le papier se ramollisse et tirer la chasse d'eau (papier biodégradable).



### 3. Etiquetage du flacon

- Avec un stylo : **identifier le tube en inscrivant en majuscule Nom, Nom de naissance, Prénom, date de naissance et numéro (1 à 3)** correspondant à l'ordre du recueil.
- Replacer les 3 tubes dans la pochette.