

Nom : _____ Prénom : _____ Sexe : M F

Nom de naissance : _____ Date de naissance : ____ / ____ / ____

Adresse : _____

Tél. : _____ E-mail : _____

Date de recueil des prélèvements :

le ____ / ____ / ____ à ____ h ____ (POT A SELLES n° 1)

le ____ / ____ / ____ à ____ h ____ (POT A SELLES n° 2)

le ____ / ____ / ____ à ____ h ____ (POT A SELLES n° 3)

Les selles ont-elles été conservées au réfrigérateur ? OUI NON

CONDITIONS A RESPECTER

- Eviter le recueil durant les périodes menstruelles
- Ne pas recueillir les selles en cas d'hémorroïdes, de présence de sang dans les urines, d'occlusion ou de constipation pouvant entraîner des blessures
- 48h avant le recueil, éviter la prise d'alcool, d'aspirine ou tout autre médicament pouvant irriter le tube digestif et provoquer des saignements

INSTRUCTIONS DE RECUEIL DES SELLES

- Recueillir un échantillon de selles dans le récipient fourni par le laboratoire et le conserver au réfrigérateur.
- Si votre laboratoire vous a remis 3 pots : Réaliser 3 recueils sur 3 selles différentes (pots 1,2 3), de préférence 3 jours de suite.

DELAÏ D'ACHEMINEMENT AU LABORATOIRE

- Déposer le(s) pot(s) à selles au laboratoire (**maximum 3 jours de conservation au réfrigérateur**)
- Si la conservation réfrigérée n'est pas réalisable déposer l'échantillon le plus rapidement possible au laboratoire (conservation **6 heures à température ambiante**)

Sources : Notice d'utilisation Hémostrust (Biosynex)

Nom : _____ Prénom : _____ Sexe : M F

Nom de naissance : _____ Date de naissance : ____ / ____ / ____

Adresse : _____

Tél. : _____ E-mail : _____

Date de recueil des prélèvements :

le ____ / ____ / ____ à ____ h ____ (POT A SELLES n° 1)

le ____ / ____ / ____ à ____ h ____ (POT A SELLES n° 2)

le ____ / ____ / ____ à ____ h ____ (POT A SELLES n° 3)

Les selles ont-elles été conservées au réfrigérateur ? OUI NON

CONDITIONS A RESPECTER

- Eviter le recueil durant les périodes menstruelles
- Ne pas recueillir les selles en cas d'hémorroïdes, de présence de sang dans les urines, d'occlusion ou de constipation pouvant entraîner des blessures
- 48h avant le recueil, éviter la prise d'alcool, d'aspirine ou tout autre médicament pouvant irriter le tube digestif et provoquer des saignements

INSTRUCTIONS DE RECUEIL DES SELLES

- Recueillir un échantillon de selles dans le récipient fourni par le laboratoire et le conserver au réfrigérateur.
- Si votre laboratoire vous a remis 3 pots : Réaliser 3 recueils sur 3 selles différentes (pots 1,2 3), de préférence 3 jours de suite.

DELAÏ D'ACHEMINEMENT AU LABORATOIRE

- Déposer le(s) pot(s) à selles au laboratoire (**maximum 3 jours de conservation au réfrigérateur**)
- Si la conservation réfrigérée n'est pas réalisable déposer l'échantillon le plus rapidement possible au laboratoire (conservation **6 heures à température ambiante**)

Sources : Notice d'utilisation Hémostrust (Biosynex)