

Nom : _____ Prénom : _____ Sexe : M F
 Nom de naissance : _____ Date de naissance ____/____/____
 Si mineur : _____
 Nom tuteur _____ Prénom tuteur : _____ Date de naissance tuteur ____/____/____
 Adresse : _____
 Tél. : _____ E-mail : _____
 Prélèvement effectué par : _____ le ____/____/____ à ____ h

Examens demandés (ou joindre l'ordonnance)	Nom du prescripteur :
	Date :
	Signature :

Site de prélèvement : veine périphérique cathéter chambre implantable

• Nombre de flacons d'hémocultures prélevés : _____

Renseignements cliniques :

- Suspicion d'endocardite OUI NON ou de brucellose OUI NON (incubation prolongée)
- Prise d'antibiotique ? OUI NON si oui lequel : _____

Instructions pour effectuer le prélèvement sur flacon BD BACTEC :

- Préparer les flacons et vérifier les dates de péremption ainsi que l'absence d'altération (trouble, fuite...)
- A l'aide de la zone graduée de l'étiquette, faire un repère de 2 graduations sur chaque flacon correspondant au volume recommandé (8-10mL/flacon, sauf enfant <26 kg).
- Se laver les mains ou faire une désinfection avec du gel hydroalcoolique.
- Retirer les capsules de protection et désinfecter les bouchons à l'alcool (iode non recommandé).
- Faire une désinfection soigneuse et large avec un antiseptique alcoolique puis laisser sécher 30s.
- Utiliser un système de prélèvement avec ailettes.
- **Attention :** Les flacons d'hémoculture doivent être prélevés avant d'éventuels autres tubes.
- Réaliser un **prélèvement unique de 2 à 3 trains** (4 à 6 flacons) en commençant systématiquement par le flacon **aérobie (gris)**.
- Mélanger par retournement lents (2-3 allers-retours), numéroter les flacons dans l'ordre du prélèvement et les identifier (nom, prénom, DDN) sans masquer le code barre du flacon.



Cas particuliers :

- Enfant <26 kg : se renseigner auprès du laboratoire pour les modalités de prélèvement.
- Si suspicion d'infection fongique : prélever en plus un flacon mycosis (flacon sur demande au laboratoire).
- Si suspicion d'infection sur cathéter ou chambre implantable ; prélever simultanément (<10min) à volume identique :
 - 1 paire d'hémoculture en périphérie
 - 1 paire d'hémoculture à travers le cathéter implanté après purge de celui-ci.

Acheminer rapidement au laboratoire à température ambiante (délai acceptable 24h)

Nom : _____ Prénom : _____ Sexe : M F
 Nom de naissance : _____ Date de naissance ____/____/____
 Si mineur : _____
 Nom tuteur _____ Prénom tuteur : _____ Date de naissance tuteur ____/____/____
 Adresse : _____
 Tél. : _____ E-mail : _____
 Prélèvement effectué par : _____ le ____/____/____ à ____ h

Examens demandés (ou joindre l'ordonnance)	Nom du prescripteur :
	Date :
	Signature :

Site de prélèvement : veine périphérique cathéter chambre implantable

• Nombre de flacons d'hémocultures prélevés : _____

Renseignements cliniques :

- Suspicion d'endocardite OUI NON ou de brucellose OUI NON (incubation prolongée)
- Prise d'antibiotique ? OUI NON si oui lequel : _____

Instructions pour effectuer le prélèvement sur flacon BD BACTEC :

- Préparer les flacons et vérifier les dates de péremption ainsi que l'absence d'altération (trouble, fuite...)
- A l'aide de la zone graduée de l'étiquette, faire un repère de 2 graduations sur chaque flacon correspondant au volume recommandé (8-10mL/flacon, sauf enfant <26 kg).
- Se laver les mains ou faire une désinfection avec du gel hydroalcoolique.
- Retirer les capsules de protection et désinfecter les bouchons à l'alcool (iode non recommandé).
- Faire une désinfection soigneuse et large avec un antiseptique alcoolique puis laisser sécher 30s.
- Utiliser un système de prélèvement avec ailettes.
- **Attention :** Les flacons d'hémoculture doivent être prélevés avant d'éventuels autres tubes.
- Réaliser un **prélèvement unique de 2 à 3 trains** (4 à 6 flacons) en commençant systématiquement par le flacon **aérobie (gris)**.
- Mélanger par retournement lents (2-3 allers-retours), numéroter les flacons dans l'ordre du prélèvement et les identifier (nom, prénom, DDN) sans masquer le code barre du flacon.



Cas particuliers :

- Enfant <26 kg : se renseigner auprès du laboratoire pour les modalités de prélèvement.
- Si suspicion d'infection fongique : prélever en plus un flacon mycosis (flacon sur demande au laboratoire).
- Si suspicion d'infection sur cathéter ou chambre implantable ; prélever simultanément (<10min) à volume identique :
 - 1 paire d'hémoculture en périphérie
 - 1 paire d'hémoculture à travers le cathéter implanté après purge de celui-ci.

Acheminer rapidement au laboratoire à température ambiante (délai acceptable 24h)