


MISE A JOUR OCTOBRE 2019

## RAPPEL : TEMPERATURE DE TRANSPORT



Afin d'assurer la qualité des résultats de vos patients, tous les prélèvements sanguins doivent être conservés à **une température comprise entre 15 et 25°C**, quelle que soit la température externe (froid ou chaleur).

### Afin de maîtriser les variations de température :

- utilisez les **mallettes de transport isothermes** fournies par le laboratoire
- au démarrage de votre tournée matinale, placez dans la mallette de transport une **petite bouteille d'eau chaude** en hiver ou **un pain de glace** en été
- conservez tout le matériel de prélèvement à **température ambiante avant utilisation** : ne laissez ni les coffrets ni la mallette dans la voiture
- après le prélèvement, ne laissez pas les coffrets en attente dans votre véhicule



Nous vous remercions pour tout ce que vous mettez en œuvre pour respecter ces consignes essentielles.

Dans tous les cas nous vous le rappelons :  
**« l'acheminement le plus court est le meilleur ! »**