



PROCESSUS PRE-ANALYTIQUE | Le 18/08/2023

Prélèvement microbiologique : modification de la référence des écouvillons eSwab

Nous vous informons que les écouvillons **eSwab à bouchon rose** (référence 490 CE.A) seront remplacés par des écouvillons **eSwab à bouchon bleu** (référence 221000).



Ce changement n'occasionne **aucune modification dans les modalités de prélèvement et de transfert au laboratoire.**

Remarque : les écouvillons eSwab à bouchon rose sont à utiliser jusqu'à épuisement du stock.

La direction du laboratoire B2A